



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Escotadura Sigmoidea

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Escotadura Sigmoidea

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador para Escotadura Sigmoidea	22 cm de longitud total, hoja cóncava de 9.5 / 16 mm, punta totalmente curvada	\$64
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Escotadura Sigmoidea es un retractor quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando seguro y atraumático, junto con una estabilización ósea a lo largo de la escotadura mandibular durante osteotomías de rama. Diseñado para engancharse sobre la concavidad superior entre la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular, este instrumento permite a los cirujanos realizar procedimientos de rama vertical o división sagital mientras protege completamente las estructuras neurovasculares profundas de las sierras recíprocas.

Construido para ofrecer el equilibrio perfecto entre alcance clínico y control manual, esta configuración del Separador para Escotadura Sigmoidea presenta una longitud total de 22 cm (\$64). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de la hoja de trabajo incorpora una disposición cóncava de 9.5 mm / 16 mm con una geometría de punta totalmente curvada que se asienta firmemente en la corteza de la escotadura sigmoidea sin deslizarse. El mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual estable, evitando la fatiga de la mano durante reconstrucciones prolongadas de tercio medio y mandíbula.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador para Escotadura Sigmoidea para resistir protocolos de esterilización en autoclave de alta frecuencia, ofreciendo una garantía de por vida contra óxido y defectos, brindando a los equipos de cirugía oral, maxilofacial y reconstructiva facial en todo el mundo una resiliencia estructural excepcional y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest