



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Golligher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Golligher

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de marco abdominal autoestático	Marco de anillo estructural multiuso para acceso en cirugía general profunda
2	Valvas laterales sólidas desmontables	Paneles laterales de superficie plana (profundidad de 51 mm o 102 mm)
2	Valvas centrales desmontables	Valvas ligeramente curvas contorneadas para estructuras de órganos internos (51 mm o 102 mm)
3	Cierres de tornillo deslizantes individuales	Pernos de bloqueo mecánico de trinquete ajustados a cada valva para reducir la fatiga
2	Brazos ergonómicos para pinzas de retracción	Perfiles de mango ligeros con bordes perimetrales suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Golligher es un sistema de retracción quirúrgica abdominal y pélvica aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento multidireccional expansivo de tejidos blandos y vísceras durante cirugías colorrectales, gastrointestinales y pélvicas profundas. Diseñado con un chasis de marco circular articulado, este instrumento permite a los cirujanos posicionar múltiples valvas sólidas de forma circunferencial, manteniendo abierta la pared abdominal y las vísceras pélvicas bajo tensión mecánica bloqueada sin requerir retracción manual por parte de un asistente.

Construido según especificaciones clínicas, este set completo de Separador Autoestático Golligher (\$299) cuenta con un chasis de marco abdominal autoestático diseñado para el acceso a cirugía general profunda. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema incluye valvas laterales sólidas desmontables con bordes especializados para asegurar capas de tejido voluminosas, combinadas con valvas centrales desmontables ligeramente curvadas para adaptarse suavemente a las estructuras de los órganos internos. El sistema se puede configurar con un paquete de valvas superficiales (51 mm de profundidad de trabajo) o un paquete de valvas profundas (102 mm de profundidad de trabajo), cada una bloqueada por cierres de tornillo deslizantes individuales para reducir la fatiga del usuario.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Autoestático Golligher para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía colorrectal, quirófanos de trauma y centros de reconstrucción pélvica en todo el mundo una estabilidad estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest