



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bose Tracheal-Retraktor, Feder-Modell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bose Tracheal-Retraktor, Feder-Modell

SKU RM-BTR-ST-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm Gesamtlänge, federbelastete gebogene Valven	\$59
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bose Tracheal-Retraktor, Feder-Modell, ist ein spezialisierter, selbstspreizender chirurgischer Retraktor, der für die freihändige Stabilisierung der Trachealwand und die Freilegung des Inzisionsbereichs bei anspruchsvollen Atemwegeingriffen entwickelt wurde. Durch einen elastischen Federspannmechanismus spreizt dieses Instrument die Wundränder unter kontinuierlichem, kontrolliertem Gegenzug sanft auseinander und entlastet so das chirurgische Team während der kritischen Atemwegskanülierung.

Konzipiert für maximale Wendigkeit in anatomisch begrenzten Räumen, verfügt dieses Modell des Bose Tracheal-Retraktors über ein kompaktes 7 cm Profil (\$59), das eine hohe Mikro-Flexibilität bietet, ohne die Operationsstelle zu überfüllen. Die Arbeitsenden sind mit spezialisierten, exakt gebogenen Valven ausgestattet, die einen sanften, aber starren Druck auf den Trachealknorpel und die Schleimhautränder ausüben und so einen lokalen Gewebekollaps oder Traumata verhindern.

Präzisionsgefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien satinierten Oberfläche, stellt Retractor Maker den Bose Tracheal-Retraktor, Feder-Modell, so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Dies garantiert Notfall-, HNO- und pädiatrischen OP-Teams zuverlässige Langlebigkeit und sofortige Einsatzbereitschaft.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest