



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Separador ThoraGate Rib Up

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Separador ThoraGate Rib Up

SKU RM-TRURS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador ThoraGate Rib Up	Marco del retractor torácico principal y conjunto de elevación
1	Brazo flexible	Brazo de soporte articulado para el posicionamiento de los elementos del separador
1	Pie estabilizador por succión	Unidad de base que ayuda al equilibrio mecánico del sistema
2	Valvas inferiores (diferentes tamaños)	Valvas intercambiables para el enganche de la costilla inferior
3	Valvas superiores (diferentes tamaños)	Valvas intercambiables para la elevación de la costilla superior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema separador ThoraGate Rib Up es un retractor quirúrgico torácico de última generación diseñado para proporcionar una visualización quirúrgica superior durante la cirugía de bypass coronario directo mínimamente invasiva (MIDCAB) e intervenciones torácicas. Al combinar la separación intercostal mecánica con la elevación costal vertical, este sistema crea un túnel de trabajo expansivo a través de una pequeña incisión de minitoracotomía sin causar una separación costal excesiva o daño cartilaginoso.

Diseñado para un posicionamiento torácico de precisión, el sistema separador ThoraGate Rib Up consta de un marco principal de elevación costal ThoraGate, un brazo de soporte flexible articulado de múltiples articulaciones, un pie estabilizador asistido por succión para mantener el equilibrio del sistema, dos valvas intercostales inferiores en diferentes tamaños y tres valvas de elevación superiores en profundidades

progresivas. Esta configuración permite a los cirujanos elevar las costillas superiores mientras deprimen los planos tisulares inferiores para establecer una visión sin obstrucciones de la arteria mamaria interna (IMA) y los objetivos coronarios.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado sin reflejos, Retractor Maker suministra el sistema separador ThoraGate Rib Up en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia, lo que garantiza la fiabilidad a largo plazo y una rápida preparación de la bandeja en el quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest