



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MS-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Standard Mayfield Skull Clamp System	Bietet rigide Schädel-fixierung und stabile Kopfpositionierung während der Operation
2	Zusätzliche Schädel-Pins	Ersatz-Fixierungspins für Eingriffe bei Erwachsenen oder in der Pädiatrie
1	Aluminium-Sterilisationsbox mit Silikonmatte	Schützt, organisiert, lagert und sterilisiert das komplette System

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Mayfield Skull Clamp ist ein unverzichtbares Instrument zur Schädelimmobilisierung, konzipiert für eine unnachgiebige, rigide Dreipunkt-Skelettfixierung bei komplexen neurochirurgischen und zervikalen Wirbelsäuleneingriffen. Durch die Eliminierung mikroskopischer Kopfbewegungen stellt diese Klemme sicher, dass das Kranium des Patienten während mikroskopischer Dissektionen, stereotaktischer Navigation und robotergestützter Chirurgie fest in Position arretiert bleibt.

Gefertigt ohne Gussteile, wird diese Mayfield Skull Clamp vollständig aus hochfester Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität und chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) CNC-gefräst. Das System verfügt über einen Ein-Pin-Drehmomentarm mit integriertem, kalibriertem Drehmomentknopf zur präzisen Anzeige der mechanischen Klemmkraft bis zu 360 N (80 lbs), einen Zwei-Pin-Wipparm, der sich glatt an die Schädelkonturen anpasst, und einen 360-Grad-Kugelgelenkadapter für eine flüssige intraoperative Positionierung.

Retractor Maker liefert die Mayfield Skull Clamp unsteril und voll autoklavierbar aus, komplett mit zwei zusätzlichen Schädel-Pins in einem robusten Aluminium-Sterilisationscontainer inklusive individueller Silikon-Organisationsmatte, um chirurgischen Teams höchste Stabilität und langfristige Langlebigkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest