



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Talei Necklift Retractor "Benetra tor 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Talei Necklift Retractor “Benetrator 2”	全長9" (22.86 cm)、幅広カーブブレード、吸引チューブ内蔵	\$159
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$159

製品詳細

Talei Necklift Retractor “Benetrator 2”は、ディーププレーン・ネックリフト、広頸筋形成術、およびオトガイ下形成術において、広範囲の軟部組織挙上と継続的な排液管理を可能にする高度な美容外科用器具です。解剖学に基づいた幅広のブレード設計により、顔面神経の下顎縁枝や頸枝を圧迫することなく、広頸筋から頸部皮膚フラップをクリーンに剥離・挙上することができます。

頻繁なオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備え、錆に対する生涯保証が付帯したこのTalei Necklift Retractor “Benetrator 2”は、全長9インチ (22.86 cm, \$159) で構成されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、アトラウマティックなフラットエッジを持つ幅広のカーブブレードが、局所的な虚血壊死を引き起こすことなく血管の豊富なフラップを安全に保持します。アングルドグリップと一体化したシングルエンド設計には、術野の血液や電気メスの煙を瞬時に排出する吸引チューブチャンネルが組み込まれています。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のTalei Necklift Retractor “Benetrator 2”は、顔面再建外科の最高水準を満たしており、世界中の美容外科手術室や外来クリニックに優れた剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest