



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador do Ramo Medial

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador do Ramo Medial

SKU RM-MRR-195-1

\$99 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Variante de Modelo Esquerda	Comprimento Total: 19.5 cm · Função Clínica Primária: Proteção de tecidos moles mediais em osteotomias sagitais do lado esquerdo · Preço (USD): \$99.00
1	Variante de Modelo Direita	Comprimento Total: 19.5 cm · Função Clínica Primária: Proteção de tecidos moles mediais em osteotomias sagitais do lado direito · Preço (USD): \$99.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimento Total: Embalagem de trânsito padrão · Função Clínica Primária: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador do Ramo Medial é um instrumento cirúrgico ortognático indispensável, desenvolvido especificamente para proporcionar o afastamento seguro e não traumático de tecidos moles ao longo da face medial do ramo ascendente durante procedimentos de osteotomia sagital. Projetado para deslizar suavemente entre o córtex medial do ramo e o músculo pterigoideo medial, este afastador protege o feixe neurovascular alveolar inferior acima da língua durante os cortes ósseos horizontais.

Construído para acomodar abordagens cirúrgicas bilaterais, este modelo de Afastador do Ramo Medial possui um comprimento total de 19.5 cm (\$99). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece variações anatômicas distintas selecionáveis no menu de configuração: uma variante de modelo Esquerda e uma variante de modelo Direita. A ponta da lâmina anatomicamente curvada encaixa-se perfeitamente ao redor da borda posterior e medial do ramo, evitando o deslizamento enquanto mantém as mãos do assistente afastadas da linha de visão do cirurgião.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador do Ramo Medial para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões orais, bucomaxilofaciais e de reconstrução facial em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)