



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Амбидекстральные самодержащиеся ретракторы

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Амбидекстраль ные самодержа щиеся ретракторы

SKU RM-ASRR-AMB-1

\$239 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
4×3 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Амбидекстральные самодержащиеся ретракторы представляют собой адаптивную платформу для хирургического доступа, разработанную для удобства работы как левой, так и правой рукой. Благодаря симметричному корпусу с кольцевыми ручками и реверсивному храповому механизму, эти ретракторы исключают неудобства при позиционировании и позволяют операционной бригаде устанавливать инструмент с любого края операционного стола.

Разработанная для надежного удержания тканей в ранах малой и средней глубины, серия амбидекстральных самодержащихся ретракторов представлена в трех вариантах исполнения губок: 4×3 зубца (\$239), сбалансированная конфигурация 4×4 зубца (\$249) и широкая конфигурация 7×7 зубцов (\$259), предназначенная для распределения давления по широким мышечным плоскостям. Многоступенчатый механический храповик надежно фиксируется под высоким натяжением тканей, предотвращая случайное размыкание во время диссекции.

Изготовленные из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, амбидекстральные самодержащиеся ретракторы Retractor Maker производятся в соответствии со строгими клиническими стандартами, что гарантирует плавный ход храповика, высокую коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest