



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Haight для ребер

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Haight для ребер

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Горизонтальная направляющая балка	Шасси скольжения, обеспечивающее ручное расширение при торакотомии
2 (фиксированная пара)	Фиксированные угловые бранши	Боковые пластины 30 мм × 30 мм для захвата кости с окнами для фиксации тканей
1	Винтовой фиксатор с резьбой	Механический зажим, обеспечивающий стабильное удержание на выбранном уровне
2	Эргономичные рычаги ретрактора	Облегченные профили рукояток с полностью гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Haight для ребер является незаменимым кардиоторакальным ретрактором, специально разработанным для безопасного и постепенного разведения ребер и обеспечения доступа к грудной полости во время торакотомии и резекции легких у взрослых пациентов. Прочная горизонтальная направляющая позволяет хирургу плавно прилагать механическое усилие для разведения смежных ребер, предотвращая их переломы и обеспечивая беспрепятственный операционный коридор в плевральную полость.

Изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, полный комплект Haight Rib Spreader (\$329) оснащен мощной горизонтальной штангой, поддерживающей ручное расширение до 120 мм. Инструмент выполнен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного

класса; фиксированные угловые боковые бранши размером 30 мм × 30 мм имеют стратегически расположенные круглые окна (фенострации), которые надежно фиксируются на кортикальном слое кости взрослого человека, исключая соскальзывание. Винтовой замок с резьбой гарантирует стабильное удержание на выбранном уровне ретракции, а эргономичные рычаги с гладкими внешними краями предотвращают повреждение мягких тканей.

Кованный инструмент с антибликовым сатиновым покрытием от Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая торакальные операционные, кардиохирургические отделения и травматологические центры по всему миру исключительной жесткостью конструкции, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest