



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Crile de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Crile de Doble Extremo

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estilo #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Estilo #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Crile de Doble Extremo es un instrumento quirúrgico manual esencial, diseñado específicamente para proporcionar una exposición fiable de tejidos blandos y bordes de heridas a múltiples profundidades durante procedimientos de cirugía general menor, plástica y reconstructiva. Diseñado con dos hojas en ángulo recto distintas y opuestas en un solo chasis compacto, este separador permite a los equipos quirúrgicos transicionar instantáneamente entre la retracción de tejido subcutáneo superficial y la elevación fascial más profunda.

Construido para una agilidad excepcional en espacios quirúrgicos restringidos, este modelo de Separador Crile de Doble Extremo cuenta con una longitud total de 4 ¼ pulgadas (10.8 cm). El instrumento se ofrece en dos configuraciones de estilo estandarizadas: Style #1 (\$29), con hojas de 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") y 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16"), y Style #2 (\$35), con hojas de 1/4" × 1/2" y 3/8" × 7/8". Los bordes lisos y redondeados de las hojas previenen el trauma tisular, mientras que el mango central proporciona un agarre libre de fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Crile de Doble Extremo para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, excelente equilibrio manual y durabilidad clínica completa para clínicas ambulatorias y quirófanos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest