



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Rose Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rose Retractor Double Ended

SKU RM-RRDE-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 鈍鉤	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 鈍鉤	RM-RRDE-1-2	\$49

製品詳細

Rose Retractor Double Endedは、一般外科、形成外科、小児外科における安全で非侵襲的な創縁の変位および軟部組織の挙上用に設計された、多用途な両頭型手術用レトラクターです。中央の湾曲したシャンクの両端に、異なるサイズの鈍爪ブレードを備えており、手術チームは器具を持ち替えることなく、異なる切開深度にスムーズに対応できます。

高い引張強度と優れた耐食性を備えた本シリーズは、5 inches (12.7 cm, \$44) と5 ½ inches (13.97 cm, \$49) の2つの全長で提供されます。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、構造幾何学に基づいた両頭の湾曲ソリッドシャシフレームを採用。片端に11.5 mm × 12 mm、もう片端に10 mm × 14.5 mmの鈍爪を配置しています。滑らかで丸みを帯びた鈍爪は、脆弱な皮下組織の裂傷を防ぎます。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のRose Retractor Double Endedは、頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の手術室、外来手術センター、外傷クリニックにおいて、高い耐食性、堅牢な剛性、完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest