



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Desai 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Desai 自動開創器

SKU RM-DSRR-1

\$129 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Desai Self Retaining Retractor	全長 7.25" (18.41 cm)、90°オープンループブレード、ラチェットロック付	\$129
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$129

製品詳細

Desai 自動開創器は、術野のハンズフリーな展開を確保しながら、独自のブレードフレーム越しに直接的な器具操作を可能にする革新的な外科用レトラクターです。90度の角度で屈曲した先進的なデュアルループ・オーブンブレード設計により、視覚的な死角を排除し、術者はオーブンブレードの間隙から直接組織の剥離、縫合、操作を行うことができます。

深部腔内での安定した術野確保のために設計されたこの Desai 自動開創器モデルは、全長 7.25 inches (18.41 cm) を有しています。自動固定式シャーシには多段階のメカニカルラチェットロックが組み込まれており、創縁に対して一定かつ安定した対向牽引を維持し、助手の手作業による疲労を解消します。オーブンブレードの滑らかなワイヤー状の周縁は、長時間の手術においても繊細な内臓壁や骨盤筋肉組織への局所的な圧挫外傷を防止します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Desai 自動開創器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されています。一般外科、泌尿器科、産婦人科の外科チームに、高い耐食性、揺るぎない構造的安定性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest