



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Willauer-Deaver Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Willauer-Deaver Ekartör

SKU RM-WDR-395-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
25 mm Geniş Blade — 25 mm genişlik x 108 mm çalışma yüzeyi	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Geniş Bıçak — 50 mm genişlik x 108 mm çalışma yüzeyi	RM-WDR-395-1-2	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Willauer-Deaver Ekartör, majör açık prosedürler sırasında akciğer parankimi, abdominal organlar ve torasik yapıların güvenli, geniş yüzeyli doku deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış derin kavite cerrahi ekartördür. Travmatik olmayan yuvarlatılmış ucla sonlanan uzun kavisli bir kanca bıçağı ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların kontüzyona veya serozal yırtılmaya neden olmadan ağır viseral düzlemlerde sürekli karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunan bu Willauer-Deaver Ekartör konfigürasyonu, gerçek pelvis ve torasik boşluğun derinliklerine ulaşan 39.5 cm'lik olağanüstü bir toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen aktif çalışma bıçağı uzunluğu, kavisli çalışma yüzeyi boyunca 108 mm'dir. Cihaz, iki farklı seçenekle değişen klinik derinliklere olağanüstü uyum sağlar: odaklanmış doku tutma ve derin vasküler ekspozisyon için 25 mm genişliğinde bıçak düzeni (\$99) ve geniş pulmoner ve hepatik deplasman için 50 mm genişliğinde bıçak düzeni (\$149). Ergonomik düz sapı, yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Willauer-Deaver Ekartör'ü hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki kardiyotorasik cerrahi ünitelerine, travma merkezlerine ve genel cerrahi ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest