



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Gifford-Jansen Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gifford-Jansen Retractor

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3×3 爪レイアウト — 鋭または鈍	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 鈍鉤配列 — 鋭または鈍	RM-GJR-115-1-2	\$89

製品詳細

Gifford-Jansen Retractorは、限られた術野において軟部組織や骨膜を精密かつハンズフリーで牽引するために設計された専用の自動開創器です。主に耳科、乳突起、および小規模な脳神経外科アプローチで 사용되는このコンパクトな開創器は、機械的張力によって創縁を保持し、繊細なボンドリリング中の助手による手動牽引の負担を軽減します。

最適なワーキングスペースを確保するために設計されたこのGifford-Jansen Retractorモデルは、全長11.5 cmという固定フットプリントを維持し、術野を妨げることなく高い操作性を提供します。術者は2種類の爪構造オプションから選択可能です：3×3爪レイアウト（\$84）または広範囲をカバーする4×4爪レイアウト（\$89）。いずれの構成も、緻密な筋膜に対して滑りにくい確実な把持を提供する「鋭（Sharp）」、または繊細な軟部組織層への損傷を最小限に抑える「鈍（Blunt）」の先端形状を選択できます。

Retractor Makerは、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施すことで、厳格な臨床許容誤差を満たすGifford-Jansen Retractorを製造しています。高い耐食性、スムーズな機械的ロック、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の耳鼻咽喉科および脳神経外科で採用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest