



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Miskimon Cerebellar Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Miskimon Cerebellar Retractor

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Miskimon Cerebellar Retractor	寸法/詳細：全長 19 cm、7×7外方鋭爪、ラチェットロック・数量：1	\$139
保護スリーブ/外箱	寸法/詳細：個別輸送用パッケージ・数量：1	\$139

製品詳細

Miskimon Cerebellar Retractorは、後頭蓋窩および後頭下開頭術において、信頼性の高いハンズフリーの頭皮・筋肉開創を提供するために特別に設計された脳神経外科用自動開創器です。頑丈なカーブアーム設計により、厚い頸部筋肉組織や帽状腱膜の縁を確実に固定し、後頭骨および小脳半球上に広範かつ静止した手術窓を確立します。

専用のメカニカル設計で構築されたこのMiskimon Cerebellar Retractorの構成は、特殊な創縁管理に合わせて調整された全長 19 cm（\$139）を特徴としています。最高級の術室用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、先端部には7×7の外側に湾曲した鋭爪アレイが組み込まれ、強い対抗牽引下でも滑ることなく密な後頭筋膜を確実にグリップするように設計されています。ベースのメカニカルリングハンドルには、テンションを確実に保持する調整可能なラチェットロックギアが統合されており、広範な脳神経外科的切除術全体を通じて助手の手の疲労を解消します。

防眩サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のMiskimon Cerebellar Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の脳神経外科手術室や脊椎センターに、優れた機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest