



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cobra avec repose-main

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Cobra avec repose-main

SKU RM-CRHR-1

\$169 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cobra Retractor with Hand Rest	Longueur 10.22", lame 32 mm, repose-main intégré	\$169
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$169

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Cobra avec repose-main est un écarteur chirurgical orthopédique avancé conçu spécifiquement pour fournir un levier mécanique supérieur et minimiser la fatigue de l'assistant lors de l'arthroplastie totale de la hanche et de la chirurgie articulaire reconstructrice. Conçu avec une plateforme ergonomique repose-main intégrée le long de son manche, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de stabiliser leur prise et de caler leur main, supportant avec aisance des charges de contre-traction élevées.

Conçu pour un dégagement anatomique fluide, ce modèle d'écarteur Cobra avec repose-main présente une longueur totale de 10.22 pouces (\$169) associée à une lame de 32 mm de large. Sa structure à profil incurvé est conçue pour faciliter la rétraction douce des tissus profonds autour des contours de l'os fémoral et pelvien, glissant sous les couches musculaires épaisses sans déchirer le périoste. L'extrémité distale s'accroche solidement sur les bords corticaux pour éviter tout déplacement accidentel pendant l'alésage vigoureux de l'articulation.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical à haute résistance avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur Cobra avec repose-main pour résister à des forces de levier intenses et à des cycles d'autoclavage hospitaliers répétés, offrant aux équipes de chirurgie orthopédique un confort et une fiabilité clinique inégalés.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest