



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Spring Wire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Spring Wire

SKU RM-SWR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3, o 4×4 ganchos	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3, o 4×4 dientes	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1×1, 3×3, o 4×4 púas	RM-SWR-1-3	\$60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Spring Wire es un expansor quirúrgico autorretentivo especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición continua y manos libres de tejidos blandos y márgenes de heridas durante procedimientos microvasculares, de mano, plásticos y oftálmicos. Diseñado con un bucle de alambre de acción elástica, este instrumento ejerce una contracción lateral continua y calibrada, liberando las manos del asistente mientras mantiene un campo visual sin obstrucciones bajo alta magnificación quirúrgica.

Construido para adaptarse a diversas profundidades anatómicas, esta serie de separadores Spring Wire presenta una amplia matriz de variaciones en seis longitudes totales: 8.6 cm (\$44), 8.9 cm (\$46), 11.5 cm (\$48), 12.8 cm (\$50), 13.0 cm (\$52) y 22.8 cm (\$60). Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los extremos de trabajo ofrecen configuraciones de dientes seleccionables que incluyen arreglos de 1×1, 3×3 y 4×4 dientes. La punta de cada diente está finamente pulida para anclarse de forma segura en los márgenes de la herida sin causar desgarros ni lesiones por aplastamiento focal.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Spring Wire para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario sin pérdida de elasticidad, proporcionando a los microcirujanos y centros quirúrgicos ambulatorios de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión,

resiliencia estructural y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest