



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Greenberg Simplicity

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador Greenberg Simplicity

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Barra Primaria Greenberg	6" (15 cm) — anclaje rígido de punto único al poste del cabezal
1	Barra Secundaria Flotante Greenberg	12" (30 cm) — riel secundario focalizado para montar brazos flexibles
4	Brazos Separadores Largos Greenberg	9.5" (24 cm) — brazos flexibles de fricción multiaxiales para sujeción precisa de valvas
1	Apoyamanos Greenberg	10" (25 cm) — plataforma de soporte de antebrazo ajustable
1	Bandeja para Compresas Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — se monta en el marco para almacenar compresas neuroquirúrgicas e instrumental
1	Caja de Esterilización Compacta	Distribución moldeada a medida — caja esterilizadora y organizadora compacta y perforada
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x ¼" x ¾" — valva extra ancha para una protección cortical extensa
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 5/32" x ⅝" — valva de ancho medio para retracción lobar
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x ⅛" x ½" — valva estándar para acceso interhemisférico profundo

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 3/32" x 3/8" — valva cónica fina para vías cisternales estrechas
1	Valva Separadora Cónica Maleable	9" x 1/16" x 1/4" — microvalva para separación delicada de nervios y vasos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Greenberg Simplicity es un sistema de retracción neuroquirúrgico eficiente y de bajo perfil, diseñado para una configuración rápida y un acceso sin obstrucciones durante procedimientos craneales dirigidos. Ideal para intervenciones que requieren un desorden mínimo de instrumental alrededor del campo quirúrgico, este sistema ofrece una potencia de sujeción inigualable manteniendo una estructura ligera y compacta.

Optimizado para craneotomías pequeñas y exposiciones focalizadas, el Separador Greenberg Simplicity combina una barra de anclaje primaria de 6 pulgadas, una barra secundaria flotante de 12 pulgadas, cuatro brazos flexibles de fricción multiaxiales de 9.5 pulgadas y un apoyamanos ergonómico de 10 pulgadas. El conjunto incluye una bandeja para compresas montable en el marco junto con cinco valvas separadoras cónicas maleables de doble extremo (desde micropuntas de 1.6 mm hasta valvas anchas de 19 mm) para satisfacer requisitos precisos de sujeción cortical y cisternal profunda.

Fabricado íntegramente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador Greenberg Simplicity no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de esterilización perforada compacta y moldeada a medida, fabricada para ciclos repetidos en el quirófano.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest