



製品パンフレット

パテラレトラクター (膝蓋骨開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



パテラレトラクター (膝蓋骨開創器)

SKU RM-PTR-9IN-1

\$84 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
パテラレトラクター	全長 9" (22.86 cm)、22 mm パッド、16 mm ブレード、フックチップ	\$84
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$84

製品詳細

パテラレトラクターは、人工膝関節置換術（TKA）や関節再建術において、膝蓋骨および膝蓋腱を安全かつ確実に翻転・変位させるために不可欠な整形外科手術器具です。膝蓋骨縁の下にフックをかける設計により、手術チームは伸展機構を遠位大腿骨からきれいに移動させることができ、前十字靱帯や大腿骨顆部への広範な術野を確保することが可能になります。

絶対的な耐久性と耐食性を保証するために構築されたこのパテラレトラクターは、全長 9 inches (22.86 cm, \$84) で構成されています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、洗練された細長い構造には、22 mm 幅のパテラパッドと、緩やかなカーブを描くエッジおよび特徴的なフック状の先端レイアウトを持つ 16 mm 幅の下部ブレードが組み込まれています。この解剖学的プロファイルにより、膝蓋軟骨を損傷することなく、皮質骨や軟組織の背後にしっかりと固定されます。人間工学に基づいたハンドルは、助手の手作業によるレバレッジ操作においても疲労を軽減します。

反射防止のサテンマット仕上げが施された Retractor Maker のパテラレトラクターは、整形外科特有の強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中のスポーツ医学専門医や膝関節再建外科医に、卓越した機械的強度、耐食性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest