



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur trachéal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur trachéal Jackson

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur trachéal Jackson	Longueur totale 14 cm, pointe pointue inclinée 8.0 mm, manche plat	\$29
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal Jackson est un instrument chirurgical classique des voies respiratoires, spécifiquement conçu pour assurer une élévation et une stabilisation antidérapantes des cartilages trachéaux lors des procédures de trachéotomie d'urgence et électives. Conçu avec une pointe à crochet pointue et inclinée, cet instrument permet aux chirurgiens d'engager et d'élever proprement le cricoïde ou les anneaux trachéaux tout en déplaçant le fascia prétrachéal et les tissus de l'isthme thyroïdien sus-jacents.

Adapté aux champs chirurgicaux restreints, cette configuration de l'écarteur trachéal Jackson présente une longueur totale d'outil de 14 cm (\$29). Son extrémité distale de travail est équipée d'une pointe pointue inclinée de 8.0 mm, spécifiquement étudiée pour mordre fermement dans le périchondre fibreux, empêchant tout déplacement accidentel de l'instrument pendant l'incision cruciale des voies respiratoires et l'insertion de la canule. Le manche ergonomique à surface plane offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel stable et antidérapant tout au long de l'intervention.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur trachéal Jackson pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires d'ORL, de traumatologie et de soins intensifs du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest