



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ハローリング	ダブルヒンジ式円形デザイン
3	ハローフレックスアーム	9 in (229 mm)
2	Budde Halo サポートブラケット	高耐久マウントクランプ
2	Budde Halo サポートロッド	直径 5/16 in
1	Budde Halo パティートレイ	一体型有孔トレイ
1	Budde Halo ミニバイス	ステンレス製クランピングブロック
2	Budde カーブレトラクター	テーパ型脳へら
2	TEW マイクロレトラクターブレード	ステンレス製マイクロブレード
2	ハロー調整レンチ	システムロック用ツール
1	滅菌ボックス	有孔オーガナイザートレイ

製品詳細

Budde Halo Retractor は、頭蓋開口部の周囲に低プロファイルで360度の安定したワーキングスペースを構築するために設計された、特殊なダブルヒンジ式頭蓋牽引システムです。頑丈なサポートロッドを介して Mayfield 頭蓋固定装置のアップライトまたは手術台のサイドレールに直接取り付けることで、脳の牽引力を手術台から隔離し、術野が移動した際の不意な組織変位を防止します。

精密な顕微鏡下手術用に設計されたこのシステムは、ダブルヒンジ構造の円形ハローリングを採用しており、ハーフリング構成に折りたたむことで側方からの自由なアクセスを可能にします。リング自体は人間工学に基づいたハンドレストとして機能し、繊細な剥離操作を行う術者の前腕を安定させます。セットには、9-inch のフレキシブルアーム3本、TEW マイクロブレード、テーパー型カーブ脳へら、一体型パティートレイ、ミニバイスクリップ、および専用の調整レンチが完備されています。

非磁性でサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker の Budde Halo Retractor は、非滅菌状態で提供されます。堅牢な有孔アルミニウム製滅菌コンテナに収納され、オートクレーブに対応しており、手術の精度と長期的な耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest