



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mollison Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Mollison Retractor

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Mollison Retractor	15.5 cm toplam uzunluk, 4x4 keskin uç, kilit mekanizması	\$99
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mollison Retractor, mastoidektomi, tiroidektomi ve kraniyal prosedürler sırasında yumuşak doku ve periosteal ekartasyonu eller serbest şekilde sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan kendinden sabitlemeli bir cerrahi ekartördür. Kavisli kollarla tasarlanan bu alet, kesi kenarlarını sabit mekanik gerilim altında açık tutarak asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır ve yüksek hızlı drill işlemleri için görüş alanını engelsiz tutar.

Mekanik basıncın dengeli dağılımını sağlamak üzere standart bir yerleşim düzeninde üretilen bu Mollison Retractor konfigürasyonu, 15.5 cm (\$99) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen uç konfigürasyonu, solda 4 keskin uç ve sağda 4 keskin uç (4x4 dizilimi) şeklinde asimetrik bir yapıya sahiptir. Keskin uçlar, deri sınırlarını sıkıca ve doğru bir şekilde kavrayacak şekilde titizlikle işlenmiştir; dengeli 4x4 gerilim ise çevredeki yumuşak dokuları lokalize kompresyon travmasından korumak için basıncı eşit şekilde yayar. Taban mekanik kilit sistemi, karşı çekiş altında sorunsuz bir şekilde kilitlenir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Mollison Retractor ürününü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki KBB ünitelerine, nöroşirürji ameliyathanelerine ve genel cerrahi kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, mekanik stabilite ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest