



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Endoscópico Sculpo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Endoscópico Sculpo

SKU RM-SER-180-1

\$229 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Endoscópico Sculpo	Lâmina de 180 x 25 mm, torneira de bloqueio, cabo banhado a ouro
1	Parafuso de Bloqueio do Canal de Endoscopia	Integra endoscópios de 5 mm ou 10 mm de forma segura
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Endoscópico Sculpo é um afastador cirúrgico estético especializado de primeira linha, projetado especificamente para fornecer uma elevação expansiva da cavidade óptica e um alinhamento estável do endoscópio durante cirurgias plásticas endoscópicas. Projetado para suportar retalhos cutâneos subcutâneos, este instrumento cria uma cavidade óptica rígida enquanto estabiliza a câmera endoscópica, permitindo que os cirurgiões plásticos realizem dissecções subgaleais e subfasciais com total controle visual.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência, oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos de fabricação, esta configuração do Afastador Endoscópico Sculpo apresenta lâminas com dimensões de 180 mm de comprimento x 25 mm de largura (\$229). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento incorpora um suporte de telescópio integrado com um mecanismo de torneira de bloqueio embutido para alinhar e estabilizar perfeitamente sistemas ópticos de 10 mm ou 5 mm. O conjunto do cabo integra um chassi de lâmina de extremidade única em uma estrutura de empunhadura especializada banhada a ouro, que garante alavancagem manual estável e livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo na lâmina e um cabo antiderrapante com detalhes em ouro, a Retractor Maker produz o Afastador Endoscópico Sculpo seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, proporcionando estabilidade mecânica excepcional, clareza óptica e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos cosméticos, plásticos e endoscópicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest