



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ThoraGate Rib Up Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ThoraGate Rib Up Retractor System

SKU RM-TRURS-1

\$1,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ThoraGate Rib Up Retractor	主要な胸部開胸器フレームおよび挙上アセンブリ
1	フレキシブルアーム	開胸器エレメントの位置決め用多関節サポートアーム
1	吸引式スタビライザーフット	機械的システムの平衡を補助するベースユニット
2	下部ブレード（各サイズ）	下部肋間係合用の交換可能なブレード
3	上部ブレード（各サイズ）	上部肋骨挙上用の交換可能なブレード

製品詳細

ThoraGate Rib Up Retractor Systemは、低侵襲直接冠動脈バイパス術（MIDCAB）や胸部外科介入において、優れた術野視認性を提供するために設計された次世代の胸部外科用開胸器です。機械的な肋間拡張と垂直方向の肋骨挙上を組み合わせることで、過度な肋骨拡張や軟骨損傷を抑えつつ、小開胸切開部から広範なワーキングトンネルを形成します。

胸部における精密なポジショニングを目的として設計された本システムは、主要なThoraGate肋骨挙上フレーム、多関節のフレキシブルサポートアーム、システムの平衡を維持する吸引アシスト付スタビライザーフット、2種類のサイズの下部肋間ブレード、および3種類の深さの上部挙上ブレードで構成されています。この構成により、術者は上部の肋骨を挙上させつつ下部の組織面を圧排し、内胸動脈（IMA）や標的冠動脈への遮るもののない視野を確保することが可能です。

反射防止サテン仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Makerは本システムを非滅菌状態で提供します。耐久性に優れたアルミニウム製滅菌コンテナに収納された状態でオートクレーブに対応しており、長期の信頼性と迅速な手術準備を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest