



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador e Guia de Faca Neivert

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador e Guia de Faca Neivert

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Padrão — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador e Guia de Faca Neivert é um instrumento cirúrgico indispensável para rinoplastia e plástica facial, projetado especificamente para fornecer afastamento preciso de tecidos moles e orientação controlada da faca de osteotomia durante intervenções endonasais. Projetado com uma configuração de extremidade dupla, este instrumento permite que os cirurgiões elevem delicados retalhos de cartilagem alar com uma extremidade e guiem perfeitamente as passagens da faca intercartilaginosa usando o canal oposto, sem a necessidade de trocar de ferramenta.

Construído para total adaptabilidade processual, este Afastador e Guia de Faca Neivert possui uma disposição de ponta dupla fixa disponível em dois comprimentos totais selecionáveis: 6 ¾ polegadas (17.15 cm, \$39) e 7 ¾ polegadas (19.69 cm, \$44). A Ponta de Trabalho 1 apresenta um afastador de pele rombo de 15 mm equipado com um rebordo arredondado para evitar lacerações cutâneas acidentais. A Ponta de Trabalho 2 apresenta um canal guia de faca fechado de 4 mm, projetado para estabilizar as lâminas de bisturi durante a divisão precisa da cartilagem. O cabo central plano oferece equilíbrio ergonômico ideal e feedback tátil.

Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador e Guia de Faca Neivert para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às salas cirúrgicas de plástica, reconstrutiva e otorrinolaringologia em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e longevidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest