



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter StrongArm System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter StrongArm System

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Bookwalter StrongArm Positionierungsarm	Vollständiges artikuliertes 3-Gelenk-Positionierungssystem
1	Stativpfosten	Erhältlich in Längen von 12" (30 cm) oder 18" (45 cm)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter StrongArm System ist ein tischmontierter Haltearm, der entwickelt wurde, um Bookwalter- und kompatible selbsthaltende Retraktorsysteme während eines Eingriffs stabil zu fixieren und das OP-Team von der manuellen Retraktion zu entlasten. Der komplette Drei-Gelenk-Positionierungsarm ermöglicht die Einstellung von Höhe, Reichweite und Winkel des befestigten Ringrahmens, der anschließend sicher arretiert werden kann.

Das System wird mit einem Stativpfosten geliefert, der entweder in 12" (30 cm) oder 18" (45 cm) Länge verfügbar ist, sodass die Arbeitshöhe optimal an die Patientenposition und die Tiefe des Situs angepasst werden kann. Die Preise liegen je nach gewählter Pfostenlänge zwischen \$899 und \$1,099; bitte bestätigen Sie Ihre bevorzugte Konfiguration bei Ihrer Angebotsanfrage.

Alle Komponenten werden aus nichtmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und in einer sicheren Schutzverpackung versandt. Das Bookwalter StrongArm System wird unsteril geliefert, ist wiederverwendbar, vollständig autoklavierbar und muss vor der Verwendung gemäß den validierten Verfahren Ihrer Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden.

Retractor Maker fertigt und liefert das Bookwalter StrongArm System direkt aus seinem Werk in der Nähe des Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest