



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Хирургическая гинекологическая система Bookwalter
StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Хирургическая гинекологическая система Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	StrongArm Plus с верхним монтажом и зажимом для шины	Шарнирный / Совместимый с шиной стола
4	Самодержащая поворотная трещотка	Стандартная многоугольная
1	Промежностное кольцо с пазами	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Вагинальные латеральные зеркала	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Вагинальное заднее зеркало	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Зеркало Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Зеркало Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Хирургическая гинекологическая система Bookwalter StrongArm представляет собой систему самодержащих ретракторов, установленную на держателе StrongArm Plus. Держатель крепится к шине операционного стола и поддерживает раму ретрактора, обеспечивая стабильную экспозицию без участия рук при гинекологических, вагинальных и тазовых хирургических вмешательствах.

Система крепления представляет собой шарнирный держатель StrongArm Plus с верхним монтажом и зажимом, совместимым с шиной стола. Он несет промежуточное кольцо с пазами размером 9½" × 14½"

(24.1 × 36.8 cm); профиль с пазами позволяет устанавливать зеркала в определенных положениях вокруг рабочей зоны промежности.

Четыре стандартные многоугольные самодержащиеся поворотные трещотки фиксируются на кольце и удерживают каждое зеркало на выбранной глубине и под нужным углом. Набор зеркал включает два латеральных вагинальных зеркала 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm), одно заднее вагинальное зеркало 1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm) и два зеркала Deaver размером 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm) и 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm).

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Система Bookwalter StrongArm GYN Surgery System является полностью новой, многоразовой и пригодной для автоклавирования. Поставляется нестерильной — перед использованием ее необходимо очистить и стерилизовать в соответствии с утвержденными процедурами медицинского учреждения. Система поставляется в стерилизационном коробе, который защищает и организует компоненты. Retractor Maker производит систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет ее напрямую больницам, хирургам и дистрибьюторам с минимальным объемом заказа в один полный комплект.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest