



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tedan Phantom CS-1600 Zervikales Retraktor-Set

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Tedan Phantom CS-1600 Zervikales Retraktor-Set

**SKU** RM-TPCS1600-SET-1

**\$2,899 USD**

## KOMPONENTENLISTE

| MENGE                                 | KOMPONENTE                             | ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 Paare<br>(insgesamt<br>20 Klingen) | Stumpfkantige Retraktorklingen         | Längen von 30 mm bis 75 mm (in 5 mm Schritten)                                            |
| 6 Paare<br>(insgesamt<br>12 Klingen)  | Mikrostumpfkantige Retraktorklingen    | Längen von 35 mm bis 60 mm (in 5 mm Schritten)                                            |
| 8 Klingen                             | Langgezahnte Retraktorklingen          | Längen von 30 mm bis 65 mm (in 5 mm Schritten)                                            |
| 1 Paar<br>(insgesamt 2<br>Klingen)    | Paddelklingen                          | Standardmäßige Kompatibilität mit multidirektionalen Distraktionsrahmen                   |
| 2 Griffe                              | Seitlich einzuführende Retraktorgriffe | Ergonomisches Drehverschluss-Design für schnelle modulare Klingenwechsel                  |
| 1 Lehre                               | Farbcodierte Tiefenlehre               | Kalibriert für schnelle Messung der Weichteiltiefe                                        |
| 1 Einheit                             | Spiralbohrer mit Treibergriff          | Manuelle Starterbit-Einheit für Distraktionsschrauben                                     |
| 1 Führung                             | Duale Bohrführung                      | Zur Sicherung des exakten parallelen Abstands zwischen vertebraalen Distraktionsschrauben |
| 1 Führung                             | Einzelne Bohrführung                   | Für die unabhängige oder modulare Platzierung von Distraktionsschrauben                   |
| 1 Bohrer                              | Spiralbohrer                           | Spezifischer Ersatzbohrer für die Pilotbohrung von Distraktionsschrauben                  |

| MENGE      | KOMPONENTE                  | ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG                                                            |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Treiber  | Distraktionsschraubendreher | Manuelle Installationsschraubendreher mit sicherem Griff für Caspar-Stifte            |
| 1 Werkzeug | Messsschieber               | Präzisionslehre zur Bestätigung der Bandscheibenhöhe und der Implantatspalttoleranzen |
| 1 Werkzeug | Knochenstampfer mit Schutz  | Zweiseitiges chirurgisches Setzwerkzeug mit 6 mm × 10 mm Profil                       |
| 1 Behälter | Sterilisationsbox           | Strapazierfähiger, maßgeschneiderter chirurgischer Organisationsbehälter              |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Tedan Phantom CS-1600 Zervikale Retraktor-Set ist ein international anerkanntes umfassendes anteriores zervikales chirurgisches Retraktor- und Distraktionssystem, das speziell entwickelt wurde, um eine sichere, nicht-traumatische Weichteilverschiebung und intervertebrale Körperdistraktion während der anterioren zervikalen Diskektomie und Fusion (ACDF) zu ermöglichen. Entwickelt mit Schnellverschluss-Seitengriffen und flachen Klingengeometrien, ermöglicht dieses System Wirbelsäulenchirurgen, die Luftröhre, Speiseröhre und Karotisscheide sauber zu retrahieren, wodurch ein ungehinderter Sichtkorridor bis zum Bandscheibenraum erhalten bleibt, ohne die fluoroskopische Bildgebung oder mikroskopische Sichtlinien zu behindern.

Gebaut nach klinischen Rahmenbedingungen, umfasst dieses komplette Tedan Phantom CS-1600 Zervikale Retraktor-Set (2.899 \$) eine umfangreiche Instrumentensammlung, die in einem strapazierfähigen, maßgeschneiderten Sterilisationsbehälter organisiert ist. Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst das modulare Klängeninventar 10 Paare (insgesamt 20) stumpfkantige Retraktorklingen von 30 mm bis 75 mm, 6 Paare (insgesamt 12) mikrostumpfkantige Klingen von 35 mm bis 60 mm, 8 langgezahnte Klingen von 30 mm bis 65 mm und 1 Paar multidirektionale Paddelklingen. Das Set enthält 2 ergonomische Drehverschluss-Seitengriffe, eine farbcodierte Tiefenlehre, einen manuellen Spiralbohrer-Starteraufsatz, duale und einfache Bohrführungen, Ersatzbohrer, 2 Distraktionsschraubendreher, ein Präzisionsmesssschieber und einen 6 mm × 10 mm geschützten Knochenstampfer.

Geschmiedet mit einer blendfreien Satin-Matt-Oberfläche und farbcodierten eloxierten Klingengrößenmarkierungen, fertigt Retractor Maker das Tedan Phantom CS-1600 Zervikale Retraktor-Set, um wiederholten Krankenhaus-Autoklavzyklen standzuhalten, und versorgt neurochirurgische Suiten, orthopädische Wirbelsäulenzentren und chirurgische Traumazentren weltweit mit außergewöhnlicher struktureller Präzision, Korrosionsbeständigkeit und vollständiger Autoklavierbarkeit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest