



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Bookwalter

SKU RM-BR-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal Bookwalter	Estándar
1	Acoplador de poste Bookwalter	Estándar
1	Barra flexible horizontal Bookwalter	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Cremalleras estándar Bookwalter	Fijas
5	Mecanismos de cremallera basculantes Bookwalter	Multiangulares
1	Aro ovalado Bookwalter, mediano	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Aro segmentado Bookwalter, mediano	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Valvas Balfour Bookwalter	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Valva Kelly Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva maleable Bookwalter	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valvas maleables Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Valva Harrington Bookwalter	1" × 5 ⁵ / ₈ " × 2 ¹ / ₂ " (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Caja de almacenamiento de madera	Estuche protector ajustado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Bookwalter es un sistema de separación autoestático montado en mesa. En lugar de depender de asistentes para sostener separadores individuales, el conjunto se ancla a la mesa de operaciones y mantiene cada valva en una posición fija, proporcionando una exposición constante, manos libres y visibilidad del campo quirúrgico durante procedimientos abdominales abiertos mayores como nefrectomía, prostatectomía y laparotomía.

El marco de montaje consta de un poste de campo Bookwalter de 12" (30.5 cm), una barra horizontal, un acoplador de poste y una barra flexible horizontal de 1" (2.5 cm) de diámetro. Este conjunto soporta un aro ovalado mediano de 10¹/₂" × 14¹/₂" (26.7 × 36.8 cm) y un aro segmentado mediano de 10¹/₂" × 19" (26.7 × 48.3 cm), lo que permite posicionar el marco de separación sobre la incisión y ajustarlo al área de trabajo.

Dos cremalleras estándar fijas y cinco mecanismos de cremallera basculantes multiangulares se sujetan al aro y mantienen cada valva a la profundidad y ángulo seleccionados. Las valvas incluidas comprenden dos valvas Balfour, cuatro valvas Kelly en longitudes de 3", 4", 5" y 6", tres valvas maleables y una valva Harrington, permitiendo que la exposición se adapte a la profundidad y forma de la incisión.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El Separador Bookwalter es nuevo, reutilizable y totalmente autoclavable, y se suministra no estéril; debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Los componentes se organizan de forma segura en una caja de madera perforada específica para un almacenamiento y procesamiento ordenados. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores, con una cantidad mínima de pedido de un juego completo. El Separador Bookwalter es fabricado, inspeccionado y suministrado directamente por Retractor Maker.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest