



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Têteière Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Têteière Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MSC-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Système Mayfield Skull Clamp standard	Assure la fixation crânienne rigide et le positionnement stable de la tête pendant l'intervention
2	Broches crâniennes supplémentaires	Broches de fixation de rechange pour procédures adultes ou pédiatriques
1	Boîte de stérilisation en aluminium avec tapis en silicone	Protège, organise, stocke et stérilise le système complet

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Mayfield Skull Clamp est un dispositif d'immobilisation crânienne essentiel conçu pour établir une fixation squelettique rigide et inébranlable en trois points lors d'interventions neurochirurgicales et cervicales complexes. En éliminant les micro-mouvements de la tête, cette têteière garantit que le crâne du patient reste fermement verrouillé en position pendant les dissections microscopiques, la navigation stéréotaxique et les chirurgies assistées par robot.

Conçue sans aucun composant de fonderie, cette Mayfield Skull Clamp est entièrement usinée par CNC à partir d'un alliage d'aluminium à haute résistance de qualité aérospatiale et d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical. Le système comprend un bras dynamométrique à broche unique avec un bouton de couple calibré intégré affichant une force de serrage mécanique précise jusqu'à 360 N (80 lbs), un bras oscillant à double broche qui s'adapte parfaitement aux contours crâniens, et un adaptateur pivotant à 360 degrés pour un positionnement peropératoire fluide.

Fournie non stérile et entièrement autoclavable, Retractor Maker livre la Mayfield Skull Clamp complète avec deux broches crâniennes supplémentaires à l'intérieur d'un conteneur de stérilisation en aluminium robuste

équipé d'un tapis organisateur en silicone sur mesure, offrant aux équipes chirurgicales une rigidité fiable et une durabilité à long terme.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)