



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Set d'écarteurs Image-Line ACF Retractor With
Distraction Quick Release

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Set d'écarteurs Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur	Code couleur
2	Poignée sur ressort	Mécanisme à dégagement rapide
1	Cadre longitudinal	Standard à dégagement rapide
1	Cadre longitudinal (Panther Coated)	Surface antireflet
1	Cadre transversal	Standard à dégagement rapide
1	Cadre transversal (Panther Ceramic)	Revêtement céramique non réfléchissant
2	Valve mousse	30 mm, argent
2	Valve mousse	35 mm, bleu
2	Valve mousse	40 mm, rouge
2	Valve mousse	45 mm, vert
2	Valve mousse	50 mm, violet
2	Valve mousse	55 mm, noir
2	Valve mousse	60 mm, or
2	Valve mousse	65 mm, bleu marine

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Valve mousse	70 mm, vert clair
2	Valve mousse	75 mm, orange
1	Valve, dents courtes	30 mm, argent
1	Valve, dents courtes	35 mm, bleu
1	Valve, dents courtes	40 mm, rouge
1	Valve, dents courtes	45 mm, vert
1	Valve, dents courtes	50 mm, violet
1	Valve, dents courtes	55 mm, noir
1	Valve, dents courtes	60 mm, or
1	Valve, dents courtes	65 mm, bleu marine
1	Valve, dents longues	30 mm, argent
1	Valve, dents longues	35 mm, bleu
1	Valve, dents longues	40 mm, rouge
1	Valve, dents longues	45 mm, vert
1	Valve, dents longues	50 mm, violet
1	Valve, dents longues	55 mm, noir
1	Valve, dents longues	60 mm, or
1	Valve, dents longues	65 mm, bleu marine
2	Micro-valve, mousse	14 × 35 mm, bleu
2	Micro-valve, mousse	14 × 40 mm, rouge
2	Micro-valve, mousse	14 × 45 mm, vert
2	Micro-valve, mousse	14 × 50 mm, violet
2	Micro-valve, mousse	14 × 55 mm, noir
2	Micro-valve, mousse	14 × 60 mm, or
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 35 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 40 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 45 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 50 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 55 mm
2	Micro-valve, dents courtes	14 × 60 mm
1	Mèche hélicoïdale CVB	profondeur 8 mm, longueur 5¾"
1	Guide de mèche pour écarteur CVB, gauche	Standard
1	Guide de mèche pour écarteur CVB, droit	Standard
1	Écarteur de corps vertébral, gauche	crémaillère 100 mm
1	Écarteur de corps vertébral, droit	crémaillère 100 mm
2	Tournevis CVB, manche silicone	Standard
1	Écarteur multiniveaux, gauche	crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Écarteur multiniveaux, droit	crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Porte-greffon osseux	pointe 8 × 15 mm, longueur 210 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	3 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	5 mm
1	Impacteur de greffe osseuse	8 mm
1	Coupe-greffon	profondeur réglable 8.75", largeur 7 mm
1	Pied à coulisse ACF	9"
1	Boîte de stérilisation	Boîte de rangement robuste

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set est une plateforme d'instruments rachidiens sophistiquée conçue pour optimiser l'exposition cervicale, la distraction intervertébrale et l'insertion de greffons osseux lors des procédures de fusion cervicale antérieure (ACDF). Grâce à l'intégration de verrous mécaniques de cadre à libération rapide et de poignées sur ressort, ce système permet aux infirmiers de bloc et aux chirurgiens rachidiens de changer les valves et d'ajuster la tension instantanément sans perturber le champ stérile.

Conçu pour les reconstructions complexes de la colonne cervicale, le Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set comprend quatre cadres distincts, incluant des configurations longitudinales et transversales

standards et avec revêtement Panther/Céramique antireflet. L'ensemble comprend une jauge de profondeur avec code couleur, 56 valves d'écartement (mousses, à dents courtes, à dents longues et micro-profils), des écarteurs à crémaillère gauche et droit de 100 mm et 120 mm, un système de perçage/tournevis CVB, un porte-greffon osseux, trois impacteurs (3 mm, 5 mm, 8 mm), un coupe-greffon réglable et un pied à coulisse de 9-inch.

Fabriqué à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), de revêtements céramiques Panther haute durabilité et de silicone autoclavable, Retractor Maker fournit le Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation robuste dédiée, garantissant une longévité supérieure en salle d'opération et une précision chirurgicale accrue.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest