



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Combinado de Mejillas y Heridas

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Combinado de Mejillas y Heridas

SKU RM-CWCR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Combination Wound and Cheek Retractor	Separador oral y de heridas de doble extremo — 1	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Combinado de Mejillas y Heridas es un instrumento quirúrgico adaptable de doble propósito, diseñado para ofrecer un desplazamiento superior de tejidos blandos durante procedimientos reconstructivos orales, maxilofaciales y plásticos. Diseñado con extremos funcionales diferenciados, este separador permite a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la elevación amplia de la mejilla y la retracción localizada de los márgenes de la herida sin cambiar de instrumento.

Construido para un despeje intraoral y facial óptimo, esta configuración del Separador Combinado de Mejillas y Heridas (\$69) integra una hoja de mejilla amplia y de contorno suave en un lado para proteger la mucosa bucal de las fresas rotatorias, y una hoja de gancho curva en el extremo opuesto para la retracción precisa de colgajos cutáneos y heridas. Su mango central equilibrado proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual estable y una ergonomía de agarre cómoda, reduciendo la fatiga de la mano durante procedimientos prolongados.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador Combinado de Mejillas y Heridas no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad confiable para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest