



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Entalhe Intercondilar Engh

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Entalhe Intercondilar Engh

SKU RM-EINR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Engh Intercondylar Notch Retractor	Comprimento de 8 ⅞" (206.4 mm), ponta de 2.25"	\$79
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Entalhe Intercondilar Engh é um afastador cirúrgico ortopédico de joelho especializado, desenvolvido especificamente para fornecer exposição desobstruída do entalhe intercondilar e do fêmur distal durante a artroplastia total de joelho. Projetado para se assentar firmemente na incisura femoral, este instrumento permite que os cirurgiões preparem as superfícies ósseas, realizem ressecções de entalhe e protejam o ligamento cruzado posterior (LCP) de lâminas de serra oscilantes.

Construído para a extração da articulação do joelho em adultos e preparação óssea de precisão, este modelo de Afastador de Entalhe Intercondilar Engh apresenta um comprimento total da ferramenta de 8 ⅞ inches (206.4 mm, \$79). Sua extremidade de trabalho incorpora um bico contornado dedicado de 2.25-inch (57.1 mm) que se fixa com segurança no entalhe, proporcionando contra-tração mecânica estável nos tecidos moles circundantes. Seu cabo ergonômico robusto garante controle antiderrapante e alavancagem máxima durante a manipulação da articulação.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Entalhe Intercondilar Engh para suportar o alto torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de reconstrução de joelho e substituição articular uma durabilidade clínica inabalável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest