



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Bookwalter Retractor

SKU RM-BR-1

\$1,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste de Campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra Horizontal Bookwalter	Padrão
1	Acoplador de Poste Bookwalter	Padrão
1	Barra Flexível Horizontal Bookwalter	Diâmetro de 1" (2.5 cm)
2	Catracas Padrão Bookwalter	Sem Inclinação
5	Mecanismos de Catraca Basculante Bookwalter	Multi-Ângulo
1	Anel Oval Bookwalter, Médio	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anel Segmentado Bookwalter, Médio	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Lâminas Balfour Bookwalter	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Lâmina Kelly Bookwalter	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Lâmina Kelly Bookwalter	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Lâmina Kelly Bookwalter	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Lâmina Kelly Bookwalter	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina Maleável Bookwalter	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Lâminas Maleáveis Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Lâmina Harrington Bookwalter	1" x 5 ⁵ / ₈ " x 2 ¹ / ₂ " (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Caixa de Armazenamento de Madeira	Estojo Protetor Ajustado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Bookwalter Retractor é um sistema de afastamento autoestático montado em mesa. Em vez de depender de assistentes para segurar afastadores individuais, o conjunto é fixado à mesa cirúrgica e mantém cada lâmina em posição fixa, proporcionando exposição estável e visibilidade do campo cirúrgico com as mãos livres durante procedimentos abdominais abertos de grande porte, como nefrectomia, prostatectomia e laparotomia.

A estrutura de montagem consiste em um poste de campo Bookwalter de 12" (30.5 cm), uma barra horizontal, um acoplador de poste e uma barra flexível horizontal de 1" (2.5 cm) de diâmetro. Este conjunto suporta um anel oval médio medindo 10¹/₂" x 14¹/₂" (26.7 x 36.8 cm) e um anel segmentado médio medindo 10¹/₂" x 19" (26.7 x 48.3 cm), permitindo que a estrutura de afastamento seja posicionada sobre a incisão e ajustada à área de trabalho.

Duas catracas padrão fixas e cinco mecanismos de catraca basculante multiangulares são fixados ao anel para manter cada lâmina na profundidade e ângulo selecionados. As lâminas incluídas compreendem duas lâminas Balfour, quatro lâminas Kelly em comprimentos de 3", 4", 5" e 6", três lâminas maleáveis e uma lâmina Harrington, para que a exposição possa ser adaptada à profundidade e forma da incisão.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e não magnético. O Bookwalter Retractor é novo, reutilizável e totalmente autoclavável, sendo fornecido não estéril — devendo ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. Os componentes são organizados com segurança em uma caixa de madeira perfurada dedicada para armazenamento e processamento organizados. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e o fornece diretamente para hospitais, cirurgiões e distribuidores, com uma quantidade mínima de pedido de um conjunto completo. O Bookwalter Retractor é fabricado, inspecionado e fornecido diretamente pela Retractor Maker.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest