



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Reverse Hohmann Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Reverse Hohmann Wundhaken

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Reverse Hohmann Retractor	8 ½" (21.59 cm) Länge, asymmetrisches Blatt mit stumpfen Zinken, fenestrierter Griff	\$69
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Reverse Hohmann Wundhaken ist ein spezialisiertes orthopädisches chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige Knochenhebelwirkung und Weichteilverdrängung in engen Gelenkräumen entwickelt wurde, in denen Standardhebel die Sichtlinie blockieren könnten. Mit einer invertierten Blattkrümmung ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen, Femur- oder Tibiakortizes präzise zu hebeln und schwere Muskelebenen von der Gelenkkapsel wegzuziehen, ohne Weichteilverletzungen zu riskieren.

Konzipiert für hochfrequente Sterilisation und Autoklavierung bei exzellenter Korrosionsbeständigkeit, weist diese Reverse Hohmann Konfiguration eine Gesamtlänge von 8 ½ Zoll (21.59 cm) auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Geometrie der Arbeitsspitze ein asymmetrisches, rechtwinkliges Blatt, das in glatten, stumpfen Zinken endet, welche die Knochenränder sicher umschließen, ohne das Periost zu verletzen. Die Griffbaugruppe verfügt über eine fenestrierte Struktur, die in das einendige Chassis integriert ist, um das Gewicht des Instruments zu reduzieren und gleichzeitig die manuelle Kontrolle zu maximieren.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Reverse Hohmann Wundhaken so, dass er immensen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Gelenkrekonstruktions- und Trauma-Chirurgieteams weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest