



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Комплект ретрактора Stieber Rib Grip

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Комплект ретрактора Stieber Rib Grip

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Центральная платформа Lees	Соединяет основную перекладину со специализированным двойным рычагом Hydra Yoke
1	Двойной рычаг Hydra Yoke	Преобразует установку с одной стойкой в жесткую двухрычажную раму для двустороннего доступа
1	Вертикальная стойка с барашковой гайкой	Стандартная вертикальная опорная стойка; должна быть установлена с левой стороны стола
1	Вертикальная стойка с V-образным пазом	Вертикальная стойка с двойным креплением, обеспечивающая баланс рамы и стабильность против вращения
1	Двухсекционная горизонтальная перекладина	Сверхпрочная горизонтальная перекладина, которая фиксируется через верхнюю часть груди/живота
2	Рифленные зажимы 3/D Swinger Rail	Надежно фиксируют вертикальные опорные стойки непосредственно на рельсах операционного стола
1	Малая платформа Stieber (левая)	Корпус храповика, направляющий левую лопатку ретрактора вперед или назад
1	Малая платформа Stieber (правая)	Корпус храповика, направляющий правую лопатку ретрактора вперед или назад

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Большая платформа Stieber (левая)	Внешнее анатомическое крыло, обеспечивающее структурное преимущество на левом операционном поле
1	Большая платформа Stieber (правая)	Внешнее анатомическое крыло, обеспечивающее структурное преимущество на правом операционном поле
2	Поворотные рукоятки Stieber	Вставляемые приводные рукоятки, используемые для ручного продвижения или втягивания храповых лопаток
1	Игла Stieber	Специализированный инструмент для регулировки штифта, используемый для надежной фиксации или ослабления узлов платформы
2	Храповая лопатка Stieber (Размер 4А)	Сверхпрочная структурная лопатка средней глубины (поставляется с ручками типа А или типа В)
2	Храповая лопатка Stieber (Размер 5А)	Сверхпрочная структурная лопатка глубокого профиля (поставляется с ручками типа А или типа В)
1	Защитное хранение / Коробка	Стандартный сверхпрочный чехол для транспортировки и хранения
Тип механического соединения	Вариант ручки лезвия	Подробности диапазона движения
Фиксированная / Постоянная установка штифта	Ручки типа А	Ограничивает вращение лезвия строго в одной плоской плоскости
Щелевой конец / Сменный	Ручки типа В	Обеспечивает полное многоплоскостное вращение; идеально подходит для поднятия трудно поддающихся реберных краев

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комплект ретрактора Stieber Rib Grip – это всемирно признанная, устанавливаемая на стол подреберная подъемная система, разработанная специально для обеспечения безопасного, мощного поднятия реберного края и обширного доступа к верхнему отделу брюшной полости во время резекций печени, трансплантаций и сложных операций на верхних отделах ЖКТ. Разработанный с ультражесткой двусторонней рамой, которая крепится непосредственно к боковым направляющим операционного стола, этот комплект обеспечивает непрерывное механическое тяговое усилие вверх и наружу вдоль нижнего реберного края, обнажая купол печени, нижнюю полую вену и поддиафрагмальные

пространства без необходимости ручного оттягивания хирургическими ассистентами.

Созданный в соответствии с клиническими требованиями, этот полный комплект ретрактора Stieber Rib Grip (4999 \$) включает обширный многокомпонентный механический узел. Изготовленная вручную из немецкой нержавеющей стали, система включает центральную платформу Lees, двойной рычаг Hydra Yoke, вертикальную стойку с барашковой гайкой для крепления к левой стороны стола, вертикальную стойку с V-образным пазом для защиты от вращения, сверхпрочную двухсекционную горизонтальную перекладину, фиксирующуюся через верхнюю часть груди/живота, и два рифленых зажима 3/D Swinger Rail. Оперативное отведение контролируется посредством парных малых храповых платформ (левая и правая), парных больших анатомических рычажных платформ (левая и правая), двух вставляемых поворотных рукояток Stieber и специального инструмента для регулировки с игольчатым штифтом. Система включает две храповые лопатки средней глубины размера 4A и две храповые лопатки глубокого профиля размера 5A, выбираемые с ручками типа A (фиксированный/постоянный штифт) или типа B (щелевой/сменный полноплоскостной вращающийся).

Изготовленный с антибликовой сатиновой матовой поверхностью, Retractor Maker производит комплект ретрактора Stieber Rib Grip, способный выдерживать массивные подъемные нагрузки и многократные циклы автоклавирования в больницах, обеспечивая отделения трансплантации печени, гепатобилиарные хирургические отделения и онкологические операционные по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)