



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse Holsher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse Holsher

SKU RM-HNRR-235-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Holsher Nerve Root Retractor	Longueur totale 23.5 cm, lame large émoussée descendante	\$44
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse Holsher est un écarteur neurochirurgical et rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une mobilisation et une protection sûres et non traumatiques des racines nerveuses délicates et du sac thécal lors des décompressions rachidiennes postérieures. Conçu avec une tige mince et allongée, cet instrument permet aux chirurgiens du rachis un accès profond dans l'espace interlaminaire tout en gardant les mains de l'assistant à l'extérieur du champ de vision microscopique.

Construit pour une manipulation de précision lors des discectomies délicates, cette configuration dédiée de l'écarteur de racine nerveuse Holsher présente une longueur totale d'outil de 23.5 cm (\$44). Son extrémité de travail intègre une lame large présentant des bords descendants émoussés, spécifiquement conçus pour soutenir en douceur les racines nerveuses, les empêchant de glisser dans la fenêtre opératoire ou de subir des blessures causées par les fraises et les pinces gouges à haute vitesse. La large surface de la lame répartit uniformément la contre-traction pour prévenir les traumatismes ischémiques focaux.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker fournit l'écarteur de racine nerveuse Holsher non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant aux chirurgiens du rachis et aux équipes neurochirurgicales du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest