



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Finochietto (Modif) Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto (Modif) Rippensperrer

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Schlanker horizontaler Schienenrahmen	Flache Gleitschiene für tiefe manuelle Weitung (120 mm Spreizweite)
2 (Fixiertes Paar)	Fixierte gebogene Valven	14 mm × 15 mm gefensterter lateraler Valven, an Rippenkonturen angepasst
1	Rändelschrauben-Arretierung	Feststellgetriebe zur Sicherung der optimalen chirurgischen Retraktion
2	Ergonomische Armverlängerungen	Leichte Spreizgriffe zur Reduzierung der Anwenderermüdung
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Finochietto (Modif) Rippensperrer ist ein spezialisierter thoraxchirurgischer Retraktor, der gezielt für die sichere, schrittweise Rippenspreizung und Freilegung der Thoraxwand bei anterioren und lateralen Thorakotomien entwickelt wurde. Dank der fest montierten, gefensterter Seitenvalven ermöglicht dieses modifizierte Instrument Chirurgen die Anwendung kalibrierter mechanischer Spreizkräfte auf empfindliche Rippenstrukturen. Dies beugt Knochenfrakturen vor und gewährleistet gleichzeitig einen stabilen, ungehinderten Zugang zur Pleurahöhle.

Diese nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigte Finochietto (Modif) Konfiguration (\$299) verfügt über einen flachen horizontalen Schienenrahmen, der eine manuelle Weitung für tiefe Zugänge bis zu einer maximalen Spreizfähigkeit von 120 mm unterstützt. Die aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigten, 14 mm × 15 mm großen gebogenen Valven sind an die

Rippenoberflächen angepasst, was sie ideal für filigrane Knochenstrukturen sowie pädiatrische oder schmale adulte Thoraxwände macht. Die Rändelschrauben-Arretierung sichert die optimale Retraktion, während zwei ergonomische Armverlängerungen die Ermüdung des Anwenders reduzieren.

Mit einem entspiegelten Satin-Finish hergestellt, fertigt Retractor Maker den Finochietto (Modif) Rippensperrer so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet kardiochirurgischen Abteilungen, Traumazentren und pädiatrischen OP-Sälen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest