



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kocher Langenbeck

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kocher Langenbeck

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâminas Estreitas (ex: 25×6, 35×8 mm)	Comprimentos e Cabos Disponíveis: 20.3 ou 22 cm (Anel / Oco) · Função Clínica Principal: Afastamento focado em tireoide, tendões e pequenas cirurgias · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lâminas Médias (ex: 28×15, 41×14 mm)	Comprimentos e Cabos Disponíveis: 20.3 ou 22 cm (Anel / Oco) · Função Clínica Principal: Apendicectomia padrão, hérnia e acesso articular ortopédico · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Lâminas Profundas (ex: 70×14, 80×16 mm)	Comprimentos e Cabos Disponíveis: 20.3 ou 22 cm (Anel / Oco) · Função Clínica Principal: Retenção muscular profunda e exposição reconstrutiva pélvica ou de quadril · Preço (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimentos e Cabos Disponíveis: Embalagem de Trânsito Padrão · Função Clínica Principal: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kocher Langenbeck é um instrumento cirúrgico manual indispensável, reconhecido mundialmente por proporcionar afastamento seguro e não traumático de tecidos moles e musculares durante cirurgias gerais, ortopédicas e plásticas. Projetado com uma lâmina alongada em ângulo reto que termina em um lábio de retenção voltado para baixo, este instrumento permite que os cirurgiões afastem planos musculares e bordas de feridas com segurança, sem deslizamento ou isquemia tecidual focal.

Construído para total adaptabilidade processual, esta série de Afastadores Kocher Langenbeck é fabricada artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) em dois comprimentos totais: 20.3 cm (\$44) e 22 cm (\$49), com um perfil de 215 mm de padrão de estrutura. Os cirurgiões podem personalizar o instrumento em três comprimentos de haste (10 cm, 12 cm e 14 cm) combinados com um cabo clássico de Anel de Dedo ou um cabo Oco leve, projetado para aumentar o conforto e reduzir a fadiga durante cirurgias prolongadas. O amplo layout de lâminas abrange 20 dimensões padronizadas, de 15 × 85 mm a 80 × 16 mm.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Kocher Langenbeck para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)