



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Alar Converse de Ponta Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Alar Converse de Ponta Dupla

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10 mm Abertura larga	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Wide Opening	RM-CARDE-1-2	\$54

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Alar Converse de Ponta Dupla é um afastador cirúrgico clássico para rinoplastia, desenvolvido especificamente para fornecer uma retração segura e atraumática da margem da narina e da cartilagem alar durante procedimentos nasais estéticos e reconstrutivos. Projetado com um perfil ergonômico de ponta dupla, este instrumento permite que os cirurgiões se adaptem instantaneamente a diferentes diâmetros de narina sem trocar de ferramenta.

Construído para manuseio de precisão em espaços cirúrgicos restritos, este modelo de Afastador Alar Converse de Ponta Dupla apresenta um perfil total compacto de 4-inch (10.2 cm). Suas extremidades de trabalho incorporam lâminas em gancho curvo especializadas com aberturas duplas selecionáveis: uma abertura estreita de 10 mm em uma extremidade (\$49) para corredores vestibulares apertados e uma abertura expandida de 14 mm na extremidade oposta (\$54) para uma elevação mais ampla da base alar. As bordas lisas e arredondadas da lâmina evitam lacerações na pele vestibular delicada e nos revestimentos mucosos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Alar Converse de Ponta Dupla seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, excelente sensibilidade tátil e durabilidade total em autoclave para salas cirúrgicas de plástica e otorrinolaringologia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest