



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Senn Forward Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Senn Forward Retractor

SKU RM-SFR-625-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Senn Forward Retractor	Длина 6.25" (15.87 cm), загнутый вперед кончик с мелкими зубцами, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Senn Forward Retractor — это инновационный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для надежной фиксации краев поверхностных ран и смещения мягких тканей во время пластических, кистевых и общих хирургических вмешательств. Благодаря анатомически изогнутому лезвию, направленному вперед, этот ретрактор позволяет хирургической бригаде чисто захватывать слои фиброзной ткани, удерживая руки ассистента вне поля зрения хирурга.

Изготовленный с инертной поверхностью для защиты от воздействия внешней среды, Senn Forward Retractor имеет общую длину 6.25 inches (15.87 cm, \$49). Инструмент выполнен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Геометрия рабочей части включает специализированный загнутый вперед кончик с мелкими зубцами для высокоэффективного контроля плотных дермальных краев и фасций без риска разможнения тканей. Односторонний дизайн интегрирован в эргономичную гладкую рукоятку, обеспечивающую ассистенту работу без утомления рук.

Кованный инструмент с антибликовым матовым покрытием от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая амбулаторным центрам, клиникам пластической хирургии и травматологическим отделениям исключительную коррозионную стойкость, структурную

жесткость и полную пригодность к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest