



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Perkins

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Autoestático Perkins

SKU RM-PSRR-99-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Padrão com Dentes Maciços — 13 cm, Esquerdo ou Direito	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dentes & Lâmina Pontiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dentes & Lâmina Pontiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Dentes & Lâmina Pontiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Dentes & Lâmina Pontiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Lâmina Curva Fenestrada — 13 cm, Esquerda ou Direita	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Lâmina com Pino Sólido — 12.7 cm, Esquerdo ou Direito	RM-PSRR-99-1-7	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Perkins é um expansor cirúrgico aclamado internacionalmente, projetado especificamente para manter um campo operatório aberto estável e sem as mãos em cirurgias vasculares, neurológicas e ortopédicas. Projetado com diversos arranjos de dentes e perfis de lâminas especializados, este instrumento otimiza a visualização e a precisão processual, eliminando a fadiga do assistente manual durante dissecações complexas.

Construído para total adaptabilidade processual, esta família do Afastador Autoestático Perkins (\$99) apresenta cabos ergonômicos de anéis integrados a um sistema mecânico seguro de trava de cremalheira para garantir

um posicionamento firme. A série abrange cinco modelos arquitetônicos distintos: um Padrão de Dentes Sólidos (13 cm), um Padrão de 2 Dentes e Lâmina Pontiaduda (11 cm ou 13 cm), um Padrão de 3 Dentes e Lâmina Pontiaduda (11 cm ou 13 cm com serrilhas de segurança), um Padrão de Lâmina Fenestrada Curva (13 cm com 3 dentes rombos) e um Padrão de Lâmina de Espigão Sólida (12.7 cm com base de 11 x 25 mm, espigão de 7 mm e abertura máxima de 80 mm).

Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Autoestático Perkins para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, estabilidade estrutural inabalável e total confiabilidade clínica para centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest