



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Dunn Dautrey латеральный

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Dunn Dautrey латеральный

SKU RM-DDLR-135-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Dunn Dautrey Lateral Retractor	Общая длина 13.5 см, изогнутая латеральная лопатка	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Латеральный ретрактор Dunn Dautrey — это специализированный челюстно-лицевой инструмент, разработанный для безопасного и атравматичного отведения слизисто-надкостничных лоскутов и тканей щеки во время ортогнатических и реконструктивных операций в полости рта. Благодаря изогнутой рабочей части инструмент позволяет хирургу сохранять отличный обзор латеральной поверхности нижней челюсти, не препятствуя работе боров и остеотомов.

Данная модель Dunn Dautrey Lateral Retractor с общей длиной 13.5 см обеспечивает оптимальную маневренность в ограниченных хирургических коридорах. Дистальная лопатка имеет гладкие закругленные края, которые бережно удерживают мягкие ткани, предотвращая фокальную ишемию слизистой оболочки. Сбалансированная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту надежный контроль, снижая утомляемость рук при длительных сагиттальных остеотомиях ветви нижней челюсти.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, инструмент от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая челюстно-лицевым и пластическим хирургам исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest