



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Krasky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Krasky

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Krasky	Dimensões / Detalhes: 28 cm de comprimento total, lâmina de 50 x 25 mm, 6 dentes afiados · Quantidade Incluída: 1	\$99
Manga Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem de transporte individual · Quantidade Incluída: 1	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Krasky é um instrumento indispensável para cavidades profundas, projetado especificamente para fornecer deslocamento muscular confiável e antiderrapante, além de exposição das margens da ferida durante grandes procedimentos abdominais e ortopédicos. Projetado com uma lâmina curva alongada, este afastador permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração constante em grandes massas teciduais sem deslizar para o campo operatório.

Construído para contra-tração cirúrgica pesada, esta configuração dedicada do Afastador Krasky apresenta um comprimento total de 28 cm (\$99). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua extremidade de trabalho incorpora uma geometria de lâmina curva de 50 mm de comprimento por 25 mm de largura, equipada com 6 dentes afiados que se fixam firmemente em tecidos fibrosos densos e planos musculares espessos. O cabo ergonômico oferece aos assistentes uma alavancagem manual superior, reduzindo a fadiga das mãos durante exposições cirúrgicas prolongadas.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Krasky para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia geral, ortopédica e de trauma em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em

autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)