



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Передний поясничный ретрактор Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Передний поясничный ретрактор Lobster

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
6	Зажим ретрактора Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола со штативом и соединителем	—
1	Рама Lobster	—
2	Поворотное зеркало Lobster Mayo, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2 ³ / ₄ " × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Mayo, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	3 ¹ / ₂ " × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Deaver, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₂ "
1	Поворотное зеркало Lobster Harrington, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" × 5"
1	Поворотное гибкое зеркало Lobster Malleable, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" × 6 ¹ / ₂ "

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Поворотное гибкое зеркало Lobster Malleable, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	3" × 6½"
1	Поворотное зеркало Lobster Fence, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	4" × 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" × 4"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" × 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" × 8"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1½" × 6"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" × 4½"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" × 6"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" × 8"
1	Стерилизационный короб	—

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Передний поясничный ретрактор Lobster — это сверхмощная ретракторная система с креплением к операционному столу, разработанная специально для решения сложных задач по обеспечению доступа при операциях на позвоночнике из переднего доступа. Устанавливаясь непосредственно на боковую

шину стола с помощью прочного штатива и соединителя рамы, эта жесткая платформа избавляет ассистентов от усталости, обеспечивая неподвижную и надежную многоплоскостную ретракцию в забрюшинном пространстве.

Разработанная для защиты критически важных сосудистых структур во время подготовки дискового пространства, система Lobster включает жесткую конструкционную раму и шесть быстрозажимных фиксаторов. Комплект поставляется с обширным набором из 16 поворотных зеркал, включая узкие почечные зеркала Renal (глубиной до 8"), широкие висцеральные зеркала Splanchnic, защитные зеркала Fence, а также зеркала Deaver, Harrington, Mayo и гибкие зеркала Malleable. Все они плавно поворачиваются для адаптации к лордозу и индивидуальной анатомии пациента.

Изготовленная из биосовместимой немагнитной нержавеющей стали хирургического типа с антибликовым сатиновым покрытием, система Lobster от Retractor Maker поставляется в комплекте со сверхпрочным стерилизационным коробом, предоставляя больницам и спинальным центрам полностью автоклавируемое высокоточное решение для сложных реконструкций поясничного отдела.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest