



製品パンフレット

Desmarres EyeLid Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Desmarres EyeLid Retractor

SKU RM-DER-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準仕様 — 5 ½" (14 cm) 全長, ステンレス製サドル弁 — 通常の眼瞼開創および眼球保護用	RM-DER-1-1	\$49
絶縁仕様 — 5 ½" (14 cm) length, dielectric polymer coating — 電気メスおよびラジオ波切断時の電氣的外科安全性	RM-DER-1-2	\$79

製品詳細

Desmarres EyeLid Retractorは、審美的および再建的な眼瞼手術において、上眼瞼または下眼瞼を安全かつ非侵襲的に牽引するために特別に設計された、国際的に高く評価されている眼科・形成外科用レトラクターです。極めて滑らかなサドル型ブレードを採用しており、瞼板と結膜を快適に保持しながら、繊細な眼球を術中の損傷から保護します。

眼周りの細かな操作のために構築されたこのDesmarres EyeLid Retractorは、全長5 ½インチ (14 cm)で、術者に優れた指先の操作性を提供します。本器具には2つの専用バージョンがあります。通常の切開用の標準プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）モデル（\$49）と、モノポーラまたはバイポーラによる電解手術中に患者の組織を偶発的な熱伝導から守る、耐久性のある誘電体ポリマーでコーティングされた絶縁モデル（\$79）です。バランスの取れたハンドルは、複雑な眼窩内手術における手の疲労を軽減します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のDesmarres EyeLid Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されています。高い耐食性、滑らかで丸みを帯びたエッジ、そして完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の美容外科、眼形成外科、眼科手術室で採用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest