



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter StrongArm GYN- Chirurgiesystem

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	StrongArm Plus (Top Mount) mit Schienenkloben	Gelenkig / Tischschienen-kompatibel
4	Selbsthaltende Neigungsratsche	Standard-Multiwinkel
1	Perinealring mit Einkerbungen	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Vaginale Lateralvalven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Vaginale Posteriorvalve	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Sterilisationsbehälter	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem ist ein selbsthaltendes Retraktorsystem, das auf dem StrongArm Plus-Halter montiert ist. Der Halter wird an der Schiene des Operationstisches befestigt und stützt den Retraktorrahmen, was eine stabile, freihändige Exposition bei gynäkologischen, vaginalen und pelvinen chirurgischen Eingriffen ermöglicht.

Das Montagesystem ist ein gelenkiger StrongArm Plus (Top Mount) mit einem tischschienenkompatiblen Kloben. Es trägt einen 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) Perinealring mit Einkerbungen; das gekerbte Profil ermöglicht die Arretierung der Valven an definierten Positionen rund um das perineale Arbeitsfeld.

Vier Standard-Multiwinkel-Neigungsratschen rasten am Ring ein und halten jede Valve in der gewählten Tiefe und im gewünschten Winkel. Das Valven-Sortiment umfasst zwei vaginale Lateralvalven in 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm), eine vaginale Posteriorvalve in 1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm) sowie zwei Deaver-Valven in 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm) und 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm).

Alle Komponenten sind aus nichtmagnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt. Das Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem ist fabrikneu, wiederverwendbar und voll autoklavierbar. Es wird unsteril geliefert und muss vor dem Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Das System wird in einem Sterilisationsbehälter geliefert, der die Komponenten schützt und organisiert. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und beliefert Krankenhäuser, Chirurgen und Händler direkt, bei einer Mindestbestellmenge von einem kompletten Set.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest