



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lone Star Retractor (Allgemein-, Kopf- & Halschirurgie)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lone Star Retractor (Allgemein-, Kopf- & Halschirurgie)

SKU RM-LSR-GHN-1

\$499 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kleiner Ring — 22.0 cm x 11.3 cm (Allgemeinchirurgie/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Standard Ring — 28.3 cm x 18.3 cm (Allgemeinchirurgie/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Großer Ring — 32.5 cm x 18.3 cm (Allgemein/Kopf & Hals)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lone Star Retractor (Allgemein-, Kopf- & Halschirurgie) ist ein hochadaptiver, selbsthaltender Retraktorrahmen, der für eine klare, freihändige Visualisierung bei anspruchsvollen Weichteildissektionen entwickelt wurde. Durch das Offenhalten der Wundränder mittels multidirektionaler elastischer Haken-Stays, die in den Randschlitzten verankert werden, eliminiert dieses System die manuelle Retraktionsermüdung und minimiert die Instrumentendichte im Operationsfeld.

Diese Konfiguration des Lone Star Retractor (General, Head & Neck Surgeries) wurde speziell für die anatomische Anpassungsfähigkeit in engen chirurgischen Korridoren entwickelt und schmiegt sich nahtlos an unebene Körperkonturen im Bereich des Halses, der Axilla und der Bauchwand an. Die präzisionsgefräste Schlitzgeometrie des Rahmens ermöglicht es dem OP-Team, die elastischen Stays inkrementell zu positionieren und zu spannen, was eine gleichmäßige Exposition gewährleistet und fokale Gewebeischämien an den Wundrändern minimiert.

Gefertigt aus hochfestem, eloxiertem Aluminium und medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), liefert Retractor Maker den Lone Star Retractor (General, Head & Neck Surgeries) unsteril und voll autoklavierbar in einer individuellen Schutzbox. Dies garantiert chirurgischen Zentren

langfristige Zuverlässigkeit und mühelose intraoperative Justierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest