



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Doyen Vaginal-Spekulum

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Doyen Vaginal-Spekulum

SKU RM-DVR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Doyen Vaginal-Spekulum	Manuelles breitblättriges Vaginal-Spekulum mit Ringgriff	\$79
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Doyen Vaginal-Spekulum ist ein fundamentales gynäkologisches Instrument, das speziell für die breite, atraumatische Retraktion der Vaginalwände während becken- und vaginalchirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Das anatomisch gebogene distale Blatt drückt die hintere oder vordere Vaginalschleimhaut sanft beiseite und bietet dem Operateur einen ungehinderten Zugang zur Zervix und den Fornices.

Diese für eine überlegene Exposition im Beckenbereich konzipierte Konfiguration des Doyen Vaginal-Spekulum (\$79) verfügt über eine breite Blattfläche, die in einer abgerundeten Haltelippe endet. Diese verhindert ein Verrutschen auf der Schleimhaut, ohne lokale ischämische Verletzungen zu verursachen. Der ergonomisch abgewinkelte Griff mit Fingerring bietet dem OP-Assistenten einen außergewöhnlichen mechanischen Vorteil und gewährleistet einen stabilen Gegenzug auch bei längeren Vaginalrekonstruktionen.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, stellt Retractor Maker das Doyen Vaginal-Spekulum so her, dass es wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Damit bietet es Gynäkologie-, Geburts- und Urogynäkologie-Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest