



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ricard Abdominal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ricard Abdominal Ekartör

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Taban Çerçevesi	Görsel erişimi artırmak için kavisli kollara sahip şasi
2 (1 Çift)	Çıkarılabilir Masif Lateral Kanatlar	Geniş, kepçe kenarlı yan paneller (Seçenek A: 50×58 mm / Seçenek B: 60×80 mm)
1	Çıkarılabilir Merkezi Kanat	Asimetrik düz plaka (Seçenek A: 55×70 mm / Seçenek B: 80×90 mm)
1	Özel Dişli Vida Kilidi	Kanat genişlemesini korumak için manuel döndürme kilitleme dişlisi
1	Kompakt Kanca Sapı	Alet alanından tasarruf etmek için tasarlanmış entegre minimalist tutuş
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ricard Abdominal Ekartör, büyük açık laparotomiler ve pelvik operasyonlar sırasında güvenli, geniş yumuşak doku ve visseral deplasman sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir abdominal cerrahi ekartör sistemidir. Kavisli şasi kolları ve üç kanatlı geometrisi ile tasarlanan bu alet, abdominal duvarı ve pelvik organları kilitli mekanik gerilim altında açık tutarak asistan yorgunluğunu ortadan kaldırırken peritoneal boşluğa engelsiz bir görüş koridoru sağlar.

Farklı insizyon derinliklerine uyum sağlamak üzere üretilen bu Ricard Abdominal Ekartör serisi, iki ana çok kanatlı boyut seçeneğiyle sunulmaktadır: Seçenek A (Kompakt Set, \$229), bir adet 55 mm × 70 mm merkezi kanat ve bir çift 50 mm × 58 mm lateral kanattan oluşur; Seçenek B (Büyük Set, \$249) ise bir adet 80 mm × 90

mm merkezi kanat ve bir çift 60 mm x 80 mm lateral kanat içerir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen geniş kepçe kenarlı lateral paneller, hacimli kas tabakalarını temiz bir şekilde toplar ve tutar; özel dişli vida kilidi manuel döndürme dişlisi ise kanat genişlemesini rijit bir şekilde sabitler. Entegre kompakt kanca sapı, hayati önem taşıyan operatif alandan tasarruf sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Ricard Abdominal Ekartörü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu sayede dünya çapındaki genel cerrahi servislerine, kadın doğum ameliyathanelerine ve acil travma odalarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest